

КРЕСЛА-ТУАЛЕТЫ
10580, 10581Ca, 10583, 10589



Функциональное назначение: санитарное приспособление для людей с нарушениями опорно-двигательной системы.

Основные технические характеристики

Артикул		Высота сиденья* Мин.-макс (см)	Расстояние между поручнями (см)	Корпус	Макс.нагрузка (кг)	Вес (кг)
10580	Складной	41-56	49	Сталь	115	6,5
10581Ca	Складной на колесах	44-57	49	Сталь	115	9,0
10583	Не складной с откидными поручнями	48-58	49	Сталь	115	7,0
10589	Не складной широкий	46-58	62	Алюминий	180	5,0

* Высота сиденья регулируется кнопочным замком. Шаг 2,5см. Все части кресел-туалетов подвергаются санитарной обработке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение 6 месяцев со дня продажи изделия и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на механические повреждения, на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст.17 п.5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»)

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

(с расшифровкой подписи)

место печати, штампа

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)



Орган сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11 ТТ, «Э», Россия, 141100, г. А, ул. А, д. GJ

Номер декларации: № РОСС ТВ. ТТ.ДО.Е.ТТ

Срок действия: 06.06.2011 – 06.06.2011

Регистрационное удостоверение: ФСЗ №2011/09873

Дата выдачи: 21.06.2011

Произведено: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),

8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.



Инструкция по сборке

1. Разложите кресло-туалет и поставьте вертикально.
2. Установите боковые рамы кресло-туалета перпендикулярно раме спинки
3. Зафиксируйте поперечную перекладину нажав на кнопки- фиксаторы и установив поперечную раму в фиксаторы на боковых рамах. Убедитесь, что кнопки-фиксаторы надежно закреплены
4. Установите спинку и ведро в держатель